

WATER SPORTS

SURF
KITE
WINGFOIL
WINDSURF
SWIM
...



HYDROPAD®



SAS au capital de 100 000€ RCS Montpellier
501115695002F-34160 CASTRIES - FRANCE



Protégez vos oreilles de l'eau et du froid, conservez l'audition et l'équilibre.

Protect your ears from water and cold, keep hearing and balance.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour insérer vos HYDROPAD dans votre conduit auditif, soulevez légèrement votre pavillon auriculaire et insérez l'embout dans l'oreille avec votre autre main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ils sont très faciles à retirer grâce au cordon ou corps du filtre.

Une mauvaise insertion, une mauvaise utilisation ou le non-respect du mode d'emploi limitera l'efficacité.

N'insérez pas vos HYDROPAD trop profondément dans l'oreille. Vérifier avant chaque utilisation de l'état des embouts, de la coque et/ou du moindre défaut visuel qui pourrait altérer l'efficacité des protecteurs.

Veuillez stocker et transporter vos protections dans leur étui de protection avant et après utilisation, à l'abri de toute chaleur excessive.

Nettoyer régulièrement vos HYDROPAD. Des cristaux de sel peuvent se former sur le filtre et altérer son efficacité. Afin de restaurer les performances sonores de vos HYDROPAD, Rincez les abondamment à l'eau douce et tiède puis laissez les sécher.

Nous vous recommandons d'utiliser le cordon afin de réduire les risques de perte.

Avant d'utiliser vos HYDROPAD, Essayez les différentes tailles d'embouts afin d'assurer le meilleur fit possible et une étanchéité optimale.

INFORMATIONS

La durée de vie moyenne des protecteurs HYDROPAD est de 3 ans à compter de la première utilisation. Elle est aussi dépendante de la fréquence d'utilisation de vos protections. Si vous percevez une baisse d'efficacité du filtre (atténuation trop forte) ou autre, remplacez vos HYDROPAD.

HOW TO USE

To insert your HYDROPADS into your ear canal, lift your pinna slightly and insert the tip into the ear with your other hand until it fits snugly. It is very easy to remove thanks to the cord or body of the filter. Improper insertion, misuse, or failure to follow directions will limit effectiveness.

Do not insert the earplug too deeply into the ear. Before each use, check the condition of the tips, the shell and/or the slightest visual defect that could alter the effectiveness of the protectors.

Please store and transport your protectors in their protective case before and after use, away from excessive heat.

Regularly clean your HYDROPAD. Salt crystals can form on the filter and affect its efficiency. In order to restore the sound performance of your HYDROPAD, rinse them thoroughly with fresh, lukewarm water and then let them dry.

We recommend using the lanyard to reduce the risk of loss. Before using the product, try the different sizes of tips to ensure the



INFORMATIONS

The average lifespan of SLEEPAD protectors is 3 years from the first use. It also depends on the frequency of use of your protections. If you notice a drop in filter efficiency (too strong attenuation) or otherwise, replace your HYDROPAD.

